



PENGUNAAN LAMPU PHOTOTERAPY			
 RSUD Tigaraksa Jl. Tigaraksa- Adiyasa, Kadu Agung. Kec. Tigaraksa. Kabupaten Tangerang. 15720	No. Dokumen	Revisi	Halaman
	400.7.5.6/205/ BidNonmed/ rsudtgrs	-0-	1/1
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh:	
	23 Sept 2025	Direktur RSUD Tigaraksa,  dr. Muhammad Faridzi Fikri, MKM Pembina (a) NIP. 198101182009021002	
Pengertian	1. Prosedur yang mengatur tata cara penggunaan peralatan medis jenis lampu phototherapy secara benar dan maksimal 2. Peralatan jenis lampu phototherapy adalah lampu yang menggunakan terapi cahaya, terutama sinar ultraviolet (UV) atau cahaya biru, untuk mengobati berbagai kondisi medis, terutama penyakit kuning pada bayi baru lahir dan beberapa kondisi kulit		
Tujuan	1. Untuk meminimalisasi kerusakan yang ditimbulkan dari penggunaan peralatan medis jenis Lampu Phototherapy 2. Memberikan kemudahan terhadap user supaya lebih bisa memaksimalkan peralatan medis jenis Lampu Phototherapy dengan meminimalisasi kerusakan yang disebabkan kesalahan penggunaan terhadap peralatan tersebut		
Kebijakan	1. PERMENKES No.65 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Elektromedik		
Prosedur	1. Hubungkan kabel power ke stop kontak PLN 2. Tutup mata pasien (bayi) dengan alat pengaman 3. Untuk menghidupkan alat tekan saklar ON/OFF 4. Atur ketinggian alat 5. Letakkan bayi pada box bayi yang sudah disediakan 6. Jika sudah selesai, matikan alat dengan menekan tombol ON/OFF 7. Apabila lampu phototherapy mengalami kerusakan, untuk penanggulangannya telp bagian elektromedis		
Unit terkait	NICU		