



PENGUNAAN ECG (ELECTRO CARDIO GRAPH)			
 RSUD Tigaraksa Jl. Tigaraksa- Adiyasa, Kadu Agung. Kec. Tigaraksa. Kabupaten Tangerang. 15720	No. Dokumen	Revisi	Halaman
	400.7.5.6/199/ BidNonmed/ rsudtgrs	-0-	1/1
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit 23 Sept 2025	Ditetapkan oleh: Direktur RSUD Tigaraksa,  dr. Muhammad Faridzi Fikri, MKM Pembina (IV/a) NIP 198101182009021002	
	Pengertian	1. Prosedur yang mengatur tata cara penggunaan peralatan medis jenis ECG secara benar dan maksimal 2. Peralatan jenis ECG adalah alat yang berfungsi untuk merekam aktivitas listrik jantung untuk membantu mendiagnosis dan memantau masalah jantung	
Tujuan	1. Untuk meminimalisasi kerusakan yang ditimbulkan dari penggunaan peralatan medis jenis ECG 2. Memberikan kemudahan terhadap user supaya lebih bisa memaksimalkan peralatan medis jenis ECG dengan meminimalisasi kerusakan yang disebabkan kesalahan penggunaan terhadap peralatan tersebut		
Kebijakan	1. PERMENKES No.65 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Elektromedik		
Prosedur	1. Hubungkan kabel power pada stop kontak PLN 2. Bersihkan permukaan kulit dengan menggunakan alcohol, kemudian pasang elektroda ke pasien dengan menggunakan gel ECG 3. Hidupkan ECG dengan menekan tombol ON/OFF pada alat 4. Jika grafik pada layar sudah muncul tekan tombol Start/Print untuk proses mencetak hasil dari rekaman ECG nya 5. Matikan ECG dengan menekan tombol ON/OFF pada alat jika sudah selesai digunakan 6. Bersihkan elektroda yang dipasang ke pasien, karena apabila elektroda kotor bisa berpengaruh terhadap hasil pembacaan ECG 7. Apabila ECG mengalami kerusakan, untuk penanggulangannya telp bagian elektromedis		
Unit terkait	ICU, IGD, Keperawatan		