

 RSUD Tigaraksa Jl. Tigaraksa- Adiyasa, Kadu Agung. Kec. Tigaraksa. Kabupaten Tangerang. 15720	PENGUNAAN CTG (CARDIO TOCO GRAPH)		
	No. Dokumen 400.7.5.6/207/ BidNonmed/ rsudtgrs	Revisi -0-	Halaman 1/1
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit 23 Sept 2025	<div>Ditetapkan oleh: Direktur RSUD Tigaraksa,  Dr. Muhammad Faridzi Fikri, MKM Pembina (a) NIP. 198101182009021002</div>	
Pengertian	1. Prosedur yang mengatur tata cara penggunaan peralatan medis jenis CTG secara benar dan maksimal 2. Peralatan jenis CTG adalah memantau denyut jantung janin, pergerakan janin, dan kontraksi selama kehamilan		
Tujuan	1. Untuk meminimalisasi kerusakan yang ditimbulkan dari penggunaan peralatan medis jenis CTG 2. Memberikan kemudahan terhadap user supaya lebih bisa memaksimalkan peralatan medis jenis CTG dengan meminimalisasi kerusakan yang disebabkan kesalahan penggunaan terhadap peralatan tersebut		
Kebijakan	1. PERMENKES No.65 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Elektromedik		
Prosedur	1. Hubungkan kabel power pada jala-jala PLN 2. Hidupkan alat dengan menekan tombol power ON/OFF 3. Masukkan data pasien 4. Oleskan jelly pada posisi yang akan dipasang probe US dan TOCO 5. Pasang probe US dan TOCO pada posisi yang tepat 6. Tekan tombol -0- sebelum record 7. Tekan tombol record 8. Tunggu sampai hasil pemeriksaan selesai 9. Jika sudah selesai digunakan matikan alat dengan menekan tombol ON/OFF 10. Lepas probe dan bersihkan probe dari jelly serta letakkan pada tempatnya 11. Apabila CTG mengalami kerusakan, untuk penanggulangannya telp bagian elektromedis		
Unit terkait	Maternal		