



| PENGGUNAAN MEJA OPERASI   |  |                                    |  |
|---|--|------------------------------------|--|
| <br><br>RSUD Tigaraksa<br>Jl. Tigaraksa-<br>Adiyasa, Kadu<br>Agung. Kec.<br>Tigaraksa.<br>Kabupaten<br>Tangerang.<br>15720 | No. Dokumen<br>400.7.5.6/197/<br>BidNonmed/<br>rsudtgrs  | Revisi<br><br>-0-                  | Halaman<br><br>1/1   |
|   | Standar<br>Prosedur<br>Operasional   | Tanggal Terbit<br><br>23 Sept 2025 | Disetujui oleh:<br>Direktur RSUD Tigaraksa,<br><br>Dr. Muhammad Faridzi Fikri, MKM<br>Pembina (IV/a)<br>NIP 198101182009021002 |
| Pengertian  | 1. Prosedur yang mengatur tata cara penggunaan peralatan medis jenis meja operasi secara benar dan maksimal<br>2. Peralatan jenis meja operasi adalah alat yang berfungsi sebagai tempat pasien berbaring selama tindakan operasi, yang memungkinkan pengaturan posisi tubuh pasien secara mudah dan presisi   |                                    |  |
| Tujuan  | 1. Untuk meminimalisasi kerusakan yang ditimbulkan dari penggunaan peralatan medis jenis meja operasi<br>2. Memberikan kemudahan terhadap user supaya lebih bisa memaksimalkan peralatan medis jenis meja operasi dengan meminimalisasi kerusakan yang disebabkan kesalahan penggunaan terhadap peralatan tersebut   |                                    |  |
| Kebijakan   | 1. PERMENKES No.65 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Elektromedik   |                                    |  |
| Prosedur  | 1. Hubungkan kabel power pada stop kontak PLN<br>2. Baringkan pasien pada meja operasi<br>3. Atur posisi meja operasi sesuai kebutuhan dengan menggunakan remote<br>4. Apabila sudah selesai, posisikan meja operasi kembali ke posisi 0, posisi meja lurus datar dan posisi tinggi meja operasi di posisi paling bawah untuk mencegah kerusakan pada hidrolis meja operasi<br>5. Apabila meja operasi mengalami kerusakan, untuk penanggulangannya telp bagian elektromedis |                                    |  |
| Unit terkait  | Ruang Operasi  |                                    |  |