



PENGUNAAN TENSI METER DIGITAL			
 RSUD Tigaraksa Jl. Tigaraksa- Adiyasa, Kadu Agung. Kec. Tigaraksa. Kabupaten Tangerang. 15720	No. Dokumen	Revisi	Halaman
	400.7.5.6/198/ BidNonmed/ rsudtgrs	-0-	1/1
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit 23 Sept 2025	 Ditandatangani oleh: Direktur RSUD Tigaraksa, Drs. Muhammad Faridzi Fikri, MKM Peng. (N/1/a) NIP. 198101182009021002	
Pengertian	1. Prosedur yang mengatur tata cara penggunaan peralatan medis jenis tensimeter digital secara benar dan maksimal 2. Peralatan jenis tensimeter digital adalah sebuah peralatan medis yang difungsikan untuk mengukur tekan darah secara otomatis dan menampilkan hasilnya pada layar digital		
Tujuan	1. Untuk meminimalisasi kerusakan yang ditimbulkan dari penggunaan peralatan medis jenis tensimeter digital 2. Memberikan kemudahan terhadap user supaya lebih bisa memaksimalkan peralatan medis jenis tensimeter digital dengan meminimalisasi kerusakan yang disebabkan kesalahan penggunaan terhadap peralatan tersebut		
Kebijakan	1. PERMENKES No.65 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Elektromedik		
Prosedur	1. Pastikan alat ada baterai 2. Lihat kondisi pasien (bisa berdiri, duduk, atau berbaring) atur posisi pasien sebelum dilakukan pengukuran tensi 3. Letakkan lengan pasien yang hendak diukur pada posisi terlentang, lengan baju dibuka 4. Pasang manset pada lengan pasien 5. Tekan tombol start 6. Tunggu alat memompa otomatis 7. Lihat angka yang tertera pada layar 8. Apabila tensimeter digital mengalami kerusakan, untuk penanggulangannya telp bagian elektromedis		
Unit terkait	Semua unit pelayanan		