



PENGUNAAN FETAL DOPLER			
 RSUD Tigaraksa Jl. Tigaraksa- Adiyasa, Kadu Agung. Kec. Tigaraksa. Kabupaten Tangerang. 15720	No. Dokumen	Revisi	Halaman
	400.7.5.6/206/ BidNonmed/ rsudtgrs	-0-	1/1
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit 23 Sept 2025	Ditetapkan oleh: Direktur RSUD Tigaraksa,  dr. Muhammad Faridzi Fikri, MKM Perilaku (P/a) NIP 198101182009021002	
	Pengertian	1. Prosedur yang mengatur tata cara penggunaan peralatan medis jenis Fetal Doppler secara benar dan maksimal 2. Peralatan jenis Fetal Doppler adalah alat untuk memantau denyut jantung janin	
Tujuan	1. Untuk meminimalisasi kerusakan yang ditimbulkan dari penggunaan peralatan medis jenis Fetal Doppler 2. Memberikan kemudahan terhadap user supaya lebih bisa memaksimalkan peralatan medis jenis Fetal Doppler dengan meminimalisasi kerusakan yang disebabkan kesalahan penggunaan terhadap peralatan tersebut		
Kebijakan	1. PERMENKES No.65 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Elektromedik		
Prosedur	1. Pastikan baterai dalam kondisi terisi 2. Beri jelly secukupnya pada probe doppler 3. Hidupkan alat dengan menekan tombol ON/OFF 4. Atur volume suarat heart rate nya 5. Posisikan probe tepat pada posisi janinnya 6. Baca heart rate nya pada LCD 7. Apabila fetal doppler mengalami kerusakan, untuk penanggulangannya telp bagian elektromedis		
Unit terkait	Maternal		