



PENGUNAAN NEBULIZER			
  RSUD Tigaraksa Jl. Tigaraksa- Adiyasa, Kadu Agung. Kec. Tigaraksa. Kabupaten Tangerang. 15720	No. Dokumen	Revisi	Halaman
	400.7.5.6/198/ BidNonmed/ rsudtgrs	-0-	1/1
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit 23 Sept 2025	Disahkan oleh: Direktur RSUD Tigaraksa,  dr. Muhammad Faridzi Fikri, MKM Pembina (P/a) NIP 198101182009021002	
	Pengertian	1. Prosedur yang mengatur tata cara penggunaan peralatan medis jenis nebulizer secara benar dan maksimal 2. Peralatan jenis nebulizer adalah sebuah peralatan medis yang difungsikan untuk membantu minum obat dengan cara diuapkan	
Tujuan	1. Untuk meminimalisasi kerusakan yang ditimbulkan dari penggunaan peralatan medis jenis nebulizer 2. Memberikan kemudahan terhadap user supaya lebih bisa memaksimalkan peralatan medis jenis nebulizer dengan meminimalisasi kerusakan yang disebabkan kesalahan penggunaan terhadap peralatan tersebut		
Kebijakan	1. PERMENKES No.65 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Elektromedik		
Prosedur	1. Pastikan dulu supply power jala-jala listrik tidak ada masalah 2. Masukkan air aquades ke dalam bak penampung sampai pelampung naik 3. Masukkan obat pada tempatnya (Medicine Cup) 4. Pasang masker ke pasien dan selang ke alat nebulizer 5. Tekan tombol power untuk menghidupkan alat 6. Apabila proses nebulizer sudah selesai matikan tombol power 7. Apabila nebulizer mengalami kerusakan, untuk penanggulangannya telp bagian elektromedis		
Unit terkait	Rehab Medik, Rawat Inap, dan IGD		