




| PENGUNAAN BABY INCUBATOR | | | |
|--|--|--------|---------|
|  <p>RSUD Tigaraksa Jl. Tigaraksa- Adiyasa, Kadu Agung. Kec. Tigaraksa. Kabupaten Tangerang. 15720</p> | No. Dokumen | Revisi | Halaman |
| | 400.7.5.6/210/ BidNonmed/ rsudtgrs | -0- | 1/1 |
| Standar Prosedur Operasional | <p>Tanggal Terbit: 23 Sept 2025</p> <p>Ditetapkan oleh: Direktur RSUD Tigaraksa,  dr. Mohammad Faridzi Fikri, MKM Bersama (IV/a) NIP 198101182009021002</p>  | | |
| Pengertian | <ol style="list-style-type: none"> Prosedur yang mengatur tata cara penggunaan peralatan medis jenis baby incubator secara benar dan maksimal Peralatan jenis baby incubator adalah sebuah peralatan medis yang difungsikan untuk penghangat suhu bayi seperti suhu tubuh | | |
| Tujuan | <ol style="list-style-type: none"> Untuk meminimalisasi kerusakan yang ditimbulkan dari penggunaan peralatan medis jenis baby incubator Memberikan kemudahan terhadap user supaya lebih bisa memaksimalkan peralatan medis jenis baby incubator dengan meminimalisasi kerusakan yang disebabkan kesalahan penggunaan terhadap peralatan tersebut | | |
| Kebijakan | <ol style="list-style-type: none"> PERMENKES No.65 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Elektromedik | | |
| Prosedur | <p>Penggunaan dengan mode AIR</p> <ol style="list-style-type: none"> Isi reservoir dengan air destilasi Hubungkan kabel power dengan stop kontak PLN Untuk menghidupkan alat, tekan saklar ON/OFF Atur suhu yang diinginkan dengan menekan tombol ↑ atau ↓ jika pengaturan suhu sudah berkedip-kedip (jika belum berkedip-kedip tekan tombol KEYPAD LOCK) Jika suhu sudah diatur tekan tombol KEYPAD LOCK Tunggu sampai suhu yang disetting tercapai lalu letakkan bayi <p>Penggunaan dengan mode SKIN</p> <ol style="list-style-type: none"> Ikuti langkah 1-6 diatas Pasang sensor kulit pada bayi Tekan tombol reset pada unit incubator jika ada alarm Apabila incubator mengalami kerusakan, untuk penanggulangannya telp bagian elektromedis | | |
| Unit terkait | NICU, IGD | | |