
  RSUD Tigaraksa Jl. Tigaraksa- Adiyasa, Kadu Agung. Kec. Tigaraksa. Kabupaten Tangerang. 15720	PENGUNAAN USG (ULTRA SONO GRAPH)		
	No. Dokumen	Revisi	Halaman
	400.7.5.6/209/ BidNonmed/ rsudtgrs	-0-	1/1
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit 23 Sept 2025	Ditetapkan oleh: Direktur RSUD Tigaraksa,  Dr. Muhammad Faridzi Fikri, MKM Kepala RSUD TIGARAKSA NIP 198101182009021002	
	Pengertian	1. Prosedur yang mengatur tata cara penggunaan peralatan medis jenis Ultra Sono Graphy secara benar dan maksimal 2. Peralatan jenis USG adalah prosedur medis yang menggunakan gelombang suara frekwensi tinggi untuk menghasilkan gambar organ tubuh bagian dalam	
Tujuan	1. Untuk meminimalisasi kerusakan yang ditimbulkan dari penggunaan peralatan medis jenis USG 2. Memberikan kemudahan terhadap user supaya lebih bisa memaksimalkan peralatan medis jenis USG dengan meminimalisasi kerusakan yang disebabkan kesalahan penggunaan terhadap peralatan tersebut		
Kebijakan	1. PERMENKES No.65 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Elektromedik		
Prosedur	1. Sambungkan kabel power ke jala-jala listrik PLN 2. Tekan tombol ON/OFF pada belakang alat 3. Tekan tombol ON/OFF pada keyboard USG 4. Pilih jenis probe sesuai pengukuran yang diinginkan 5. Input data pasien tekan tombol patient 6. Setelah data terisi tekan save 7. Lakukan proses <i>screening</i> kemudian pilih <i>calculation/measurement</i> yang diinginkan 8. Sebelum alat dimatikan posisikan pada layar <i>screening</i> kemudian tekan tombol <i>Freeze</i> , kemudian tekan tombol ON/OFF pada keyboard USG 9. Setelah layar mati dan backlight keyboard mati, kemudian tekan tombol ON/OFF pada belakang alat 10. Apabila USG mengalami kerusakan, untuk penanggulangannya telp bagian elektromedis		
Unit terkait	IGD, Radiologi, Poliklinik		